

La réponse efficace
à vos besoins quotidiens



- Surface durable et économique
- Possibilité de retourner le matelas
- Mousse mono-densité haute résilience
- Nettoyage aisé, hygiène assurée
- S'adapte à la plupart des cadres de lit et à toutes les positions de lit



Matelas mono-densité NP50 de Hill-Rom
Matelas en mousse haute résilience



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Matelas mono-densité NP50 de Hill-Rom

Matelas en mousse haute résilience



Fabriqué en mousse haute résilience, le matelas mono-densité NP50 de Hill-Rom garantit le confort de vos patients. Parce qu'il peut être retourné, il constitue une alternative économique et reste utilisable plus longtemps. Le matelas mono-densité NP50 de Hill-Rom s'adapte à la plupart des cadres de lit et à toutes les positions de lit.

Le matelas est entièrement recouvert d'une housse en polyuréthane imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau, bactériostatique et fongistatique. Facile à nettoyer et à désinfecter, elle assure une hygiène parfaite pour les patients et le personnel soignant.

Spécifications techniques

Matelas :

Longueur 198 cm
 Largeur 85 cm ou 90 cm
 Hauteur 14 cm
 Poids 8.6 kg

Densité : 40 kg/m³

Performances :

Hill-Rom garantit les performances de la mousse et de la housse pendant 2 ans.

Limite de poids thérapeutique 150 kg

Désinfection :

Pour désinfecter la housse, l'essuyer avec une solution d'hypochlorite à 1000 ppm

Conformité aux normes :

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPEM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Le matelas mono-densité NP50 de Hill-Rom est :

Transparent aux rayons X et sans latex

 Dispositif médical de classe 1 (MDD 93/42/CEE)

Deux rallonges sont disponibles avec le matelas mono-densité NP50 de Hill-Rom

Taille standard : 198cm

+9cm | +18cm

1

2

Veillez contacter votre représentant Hill-Rom pour plus de détails.



www.hill-rom.com

Hill-Rom se réserve le droit de changer tout détail ou spécification ou modèle sans notification préalable dans un souci d'amélioration permanente. La seule garantie dont répond Hill-Rom pour le produit est la garantie expresse écrite accompagnant le contrat de vente ou de location. Fabriqué par Hill-Rom SAS - Pluvigner, France.

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. - TOUS DROITS RESERVES.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France +33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom +44 (0)1530 411000
 Deutschland +49 (0)211/16450-0
 Nederland +31 (0)347 32 35 32
 Italia +39 02-950541
 Suisse/Schweiz +41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig) 021/706 21 38
 Österreich +43 (0)2243 / 28550
 Ireland +353 (0)1 413 6005
 España +34 (0)93 6856000
 Portugal +351 (0)210 991 891
 Nordic Countries +46 (0)8 564 353 60
 Export:

Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager via website or call +1 812 934 8173