

Efficiënte en veilige decubitus preventie



- Zeer veerkrachtig, bidensity foam
- Het blokvormige ontwerp past zich aan iedere lichaamsvorm aan en vermindert wrijving en de interface druk
- De blokstructuur verbeterd de luchtstroming in het matras, dit helpt maceratie en schuifkrachten te verminderen
- De hielzone heeft een lager soortelijk gewicht, wat zorgt voor een betere ondersteuning voor hielen en enkels
- Eenvoudig te reinigen en zeer hygiënisch
- De zijkanalen met een hoger soortelijk gewicht zijn ontworpen voor de veiligheid van de patiënt en vermakkelijken het in en uit bed stappen
- Geschikt voor de meeste bedframes en past zich aan iedere bedpositie aan



Hill-Rom NP100 Bidensity matras Zeer veerkrachtig, bidensity foammatras

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hill-Rom NP100 Bidensity matras

Zeer veerkrachtig, bidensity foammatrass



Het Hill-Rom NP100 Bidensity matras, heeft onafhankelijke schuimblokken met een verschillend soortelijk gewicht die zich aanpassen aan de lichaamsvorm van de patiënt, dit helpt wrijving en de interfacedruk te verlagen. Het blokvormige schuim bevordert de luchtstroom onder de hoes en helpt maceratie en schuifkrachten te verminderen.

Het Hill-Rom NP100 matras is een kosteneffectieve oplossing bij de preventie van decubitus. Bovendien biedt de hielzone een goede ondersteuning voor de hielen en enkels. Het is geschikt voor de meeste bedframes en past zich aan iedere bedpositie aan.

De polyurethaan hoes is waterproof, waterdampdoorlatend, multistretch, bacterie- en schimmelwerend, eenvoudig te reinigen en te desinfecteren zodat een maximale hygiëne voor patiënten en zorgverleners wordt verzekerd. Het Hill-Rom NP100 matras is beschikbaar met een gestikte of gelaste hoes. De gelaste hoes heeft ingebouwde handgrepen.

Technische gegevens

Matras (andere afmetingen op maat beschikbaar):

Lengte..... 198 cm of 203 cm
 Breedte..... 85 cm (alleen voor 198 cm lengte) of 90 cm
 Hoogte..... 14 cm
 Gewicht..... 7,2 kg

Soortelijk gewicht:..... 40 kg/m³ lichaamszone
 30 kg/m³ hielzone

Garantie:

Hill-Rom biedt een garantie van 5 jaar op het foam en van 4 jaar op de hoes.

Maximaal therapeutisch gewicht..... 150 kg

Desinfectie:


Desinfecteer de hoes door deze schoon te maken met een 1000 ppm Hypochloride oplossing

Conform:

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPDM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Hill-Rom NP100 matras is:

röntgendoorlaatbaar en latex vrij

 MDD 93/42/EEG voor klasse 1 medische apparatuur

Het Hill-Rom NP100 matras biedt 2 verlengstukken

Standaard afmeting: 198cm

+9cm | +18cm



Neem contact op met Hill-Rom in Vianen voor verdere informatie.



www.hill-rom.com

Hill-Rom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in design, specificaties en modellen. De enige garantie die Hill-Rom geeft is de uitdrukkelijk geschreven garantie op de verkoop of verhuur van de producten. Gefabriceerd door Hill-Rom SAS - Pluvigner, Frankrijk.

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland+49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia+39 02-950541
 Suisse/Schweiz+41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)+41 (0)21/706 21 38
 Österreich+43 (0)2243 / 28550
 Ireland+353 (0)1 413 6005
 España+34 (0)93 6856000
 Portugal+351 (0)210 991 891
 Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Export:
 Contact your local Hill-Rom distributor or
 contact your Area manager via website or
 call+1 812 934 8173