

Respistar® Support Thérapeutique à Air Dynamique



Support Thérapeutique à Air Dynamique



Spécifications Techniques



Système pneumatique :

Profondeur	18,5 cm
Largeur	43 cm
Hauteur	41,8 cm
Poids	10 kg

Système de matelas :

Longueur	203 cm
Largeur :	
Surface de couchage grande largeur	89 cm
Surface de couchage petite largeur	81 cm
Hauteur	20 cm
Poids	23 kg
Poids maximal supporté	180 kg
Niveau sonore	55 dBA

Références

1. American Thoracic Society. Les pneumonies nosocomiales chez les adultes : Diagnostic, évaluation de la gravité, thérapie antimicrobienne initiale et stratégies préventives. Document collectif. Am J Respir Crit Care Med. 1995 153 1711-1725.
2. Fink M.P., Helmsmoortel C. et autres. L'efficacité du lit à rotation pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures chez les patients aigus avec traumatisme. Chest 1990 97 132-137.
3. DeBoisblanc B. P., Castro M. et autres. Les effets de la rotation continue sur matelas air quant au risque de pneumonie précoce en Réanimation chez les patients aigus sans traumatisme. Chest 1993 103 1543-1547.
4. Inman K.J., Heard S.O. et autres. Prévention des pneumonies nosocomiales et des infections des voies respiratoires inférieures par la rotation latérale continue : Évaluation de la rentabilité sur des patients aigus avec traumatisme. Crit Care Medicine 1995, supplément de janvier.
5. Samuelson W. L'intérêt du lit avec thérapie à air dynamique par rapport à la thérapie pulmonaire classique pour les patients Fibroses Cystiques adultes. Conférence Nationale sur les Fibroses Cystiques : 1994, États-Unis.



Z.I. du Taihouët - B.P.14
56330 PLUVIGNER
Tel: +33 (0)2 97 50 92 12
Fax: +33 (0)2 97 50 92 00



Clinitron House, Ashby Park,
Ashby de la Zouch,
LEICESTERSHIRE LE65 1JG
Tel: +44 (0)1530 411000
Fax: +44 (0)1530 411555
E-Mail: uk.marketing@hill-rom.com



Airport Business
Center Düsseldorf,
Franz-Rennefeld-Weg 4
40472 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211/16450-0
Fax: +49 (0)211/16450-182



Hagenweg 1c, Postbus 173,
4130 ED VIANEN
Tel: +31 (0)347 32 35 32
Fax: +31 (0)347 32 35 00
E-Mail: info_nl@hill-rom.com



Via Ambrosoli n. 6
20090 RODANO (MI)
Tel: +39 02-950541
Fax: +39 02-95328578



Chemin du Vallon 26,
1030 BUSSIGNY
Tel: +41 (0)21/706 21 30
Tel. deutschsprachig:
021/706 21 38
Fax: +41 (0)21/706 21 33
E-Mail: hrch.info@hill-rom.com



Büropark Donau, Haus 8,
A-3400 KLOSTERNEUBURG,
Tel: +43 (0)2243 / 28550
Fax: +43 (0)2243 / 28550-19
E-Mail: austria@hill-rom.com



EXPORT
Contact your local
Hill-Rom distributor or call:
Europe: Tel: +33 (0)297 50 92 12
Tel: +33 (0)467 04 64 04
Other: Tel: +1 812 934 8173



Respistar® Support Thérapeutique à Air Dynamique

Un système de matelas spécialement conçu pour répondre aux besoins des patients de Réanimation exposés à des complications d'ordres cutané et pulmonaire.

Posture latérale gauche

Posture centrale

Posture latérale droite



Rotation Latérale Continue

La rotation latérale continue (RLC) alterne la zone de dépendance des poumons et présente l'avantage de mobiliser des patients incapables de se mouvoir par eux-mêmes. Reconnue comme étant une stratégie efficace pour la prévention des pneumonies nosocomiales¹, la RLC s'est avérée réduire les cas d'infection respiratoire ainsi que leur gravité sur les plans clinique et économique.^{2,3,4}

Percussions et Vibrations

Ces thérapies «mains libres» aident à la mobilisation des sécrétions lorsqu'une kinésithérapie pulmonaire est indiquée. Bien tolérées et d'une efficacité attestée,⁵ les percussions et vibrations Respistar® sont entièrement programmables en fonction de chaque individu et peuvent être associées à la Rotation Latérale Continue si nécessaire.



Régulation basses pressions à faible perte d'air

La surface de couchage, composée de deux couches de coussins à air autorégulés répartis en cinq zones, protège les régions du corps exposées aux escarres, quelle que soit la position du patient.

Turn Assist™

Une aide au retournement parfaitement sûre et sans à-coups s'active par simple appui sur une touche et épargne des efforts de levage et de manutention.

Panneau de commande à écran tactile

Grâce à l'affichage d'instructions faciles à exécuter, l'utilisation et la programmation de Respistar® sont simples et rapides.

Statistiques thérapeutiques

Sauvegarde et enregistrement de la totalité des thérapies toutes les 24 heures.

Housse nettoyable en Protex™

Hygiénique et facile à nettoyer entre deux patients, la housse en Protex™ de Respistar® est étanche à l'humidité, bien aérée et bactériostatique.

Respistar



Respistar®

Des thérapies efficaces pour tous vos patients de Réanimation, grâce à un support dédié soit à la location, soit à l'achat, soit à la location - achat.

