

# PROGRAMME DE FORMATION TECHNIQUE AFFINITY<sup>®</sup> III



## **DUREE DE LA FORMATION : 1 JOUR**

(Entre ½ journée et un jour selon le nombre et le niveau des techniciens)

### **1. VU D'ENSEMBLE SERIE AFFINITY<sup>®</sup>**

Introduction / objectifs

Introduction

Objectifs

Famille de Produits

Comparaison des Modèles

### **2. FONCTIONNEMENT**

Introduction / objectifs

Utilisation : Séquence Vidéo

Description fonctionnelle, Partie Tête

Description fonctionnelle, Partie Pieds

### **3. SOUS SYSTEME ELECTROMECHANIQUE**

Introduction /objectifs

Bloc Diagramme

Fonction Relève Buste

Fonction Relève Jambes

Fonction Hauteur Variable

Fonction Déclive

### **4. SOUS SYSTEME MECANIQUE**

Introduction / objectifs

Mécanisme CPR

Système Freinage / Guidage

Directionnel

Barrières

Supports Pieds

### **5. SOUS SYSTEME PNEUMATIQUE**

Introduction / objectifs

Diagramme de Fonctionnement

### **6. REPARATION ET MAINTENANCE**

Introduction / objectifs

Démontage Supports Pieds

Démontage Poignées de Travail

Démontage Ensemble System Air

Démontage Barrières

Réglage Système Freinage / Guidage

Directionnel

Démontage Moteur Relève Buste

Démontage Moteur Hauteur Variable

Démontage Moteur Relève Jambes

Réglage Limites Hautes / Basses

Moteurs

Procédures de Maintenance Préventive

### **Documentation technique :**

Remise de manuels de formation et technique en début de session.