

# PROGRAMME DE FORMATION CENTURY<sup>®</sup> CC



## **DUREE DE LA SESSION : 1 JOURS ET DEMI**

Cette durée peut être réduite à 1 jours selon le nombre, le niveau et la connaissance initiale du lit par les participants.

### **Première demi-journée:**

- 1) **PRESENTATION GENERALE DU LIT :**
  - utilisation des fonctions standards (déplacement, élévation...)
  - utilisation des fonctions matelas
  - utilisation du système de pesage du patient
  - mise en pratique
- 2) **PRESENTATION TECHNIQUE DU LIT :** présentation des systèmes mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique.

### **Deuxième demi-journée:**

- 1) **PARTIE MECANIQUE :** présentation, démontage, remontage, réglage des éléments mécaniques du lit.
- 2) **SYSTEME ELECTRIQUE :** explication générale du fonctionnement électrique du lit, explication des schémas, mesures.
- 3) **SYSTEME DE PESEE :** présentation du système, des capteurs, du paramétrage, des contrôles et réglages possibles. Sensibilisation aux contraintes légales.

### **Dernière demi-journée:**

- 1) **SYSTEME HYDRAULIQUE :** présentation des composants hydrauliques du lit, de leur fonctionnement, de leur gestion électrique, explication du schéma hydraulique.
- 2) **SYSTEME AIR :** explication générale de la gestion du matelas thérapeutique, de la gestion des différentes zones.
- 3) **ACCESSOIRES** et option
- 4) Questions, réponses

**Module commun :** pour chaque aspect du lit nous abordons le dépannage et la maintenance préventive

### **Documentation technique :**

Remise de manuels de formation et technique en début de session.