

# PROGRAMME DE FORMATION CHEVET BL260



**DUREE DE LA SESSION : 2 HEURES**

**1. PRÉSENTATION CHEVET BL260**

Vu d'ensemble  
Destination des chevets/tables  
Caractéristiques dimensionnelles  
Charge maximum soulevée

**2. DOCUMENTATION TECHNIQUE**

Remise du manuel de pièces détachées.

**3. UTILISATION**

Fonction hauteur variable  
Fonction plateau lecture

**4. PRÉSENTATION TECHNIQUE**

Explication théorique du système mécanique.

**5. RÉPARATION MAINTENANCE**

**Démontage du système mécanique**

Plateau  
Support plateau  
Mécanisme de rappel  
Mécanisme d'élévation  
Poignée de déclenchement  
Roulettes

**Réglages**

Système de blocage de la hauteur variable

**6. PROCÉDURES DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE**

Plan de maintenance préventive