

# PROGRAMME DE FORMATION CLINACTIV™



## FORMATION 1 JOUR ET DEMI

### **MODULE 1 : Présentation générale du ClinActiv™**

Présentation :

- Matelas Thérapeutique
- Système de gestion du matelas
- Unité de commande
- Modules détachable

Destination du Système ClinActiv™

- Positionnement dans la gamme Hill-Rom

Présentation des systèmes ClinActiv™

« alterné » et « continu »

Explication des fonctions thérapeutiques et modes de fonctionnement du système

- Décomposition des zones
- Avantages du système
- Configurations de base et option

### **MODULE 2 : Installation et mise en service du ClinActiv™**

Explication générale :

- Des étapes d'installation du système
- Des étapes de dégonflage et stockage
- De la mise en service du coussin de siège optionnel ReFlex™

### **MODULE 3 : Fonctionnement du ClinActiv™**

Présentation des différentes fonctions :

- Identification des commandes
- Mise en pratique

### **MODULE 4 : Démontage / Remontage du Matelas**

Présentation puis mise en pratique des procédures de démontage, remontage, des composants pneumatiques et électriques du matelas.

### **MODULE 5 : Principe de fonctionnement**

Explication générale :

- Du découpage et de la gestion des différentes zones

- Du fonctionnement électrique, mécanique et pneumatique du système ClinActiv™
- Du système Vario™ Advanced
- Des schémas et synoptiques de fonctionnement
- Mesures

### **MODULE 6 : Démontage / Remontage des composants de l'UC**

Présentation puis mise en pratique des procédures de démontage, remontage, réglage des éléments de l'unité de commande du ClinActiv™

### **MODULE 7 : Dépannage du ClinActiv™**

Présentation :

- des méthodes de dépannage
- des outillages spécifiques

Explication de la conduite à tenir en cas de panne par rapport à l'interchangeabilité des organes et aux conditions de garantie, pièces détachées recommandées.

Revue des principales pannes rencontrées

Applications :

- Dépannages
- Vérifications à l'aide de la procédure officielle.

### **MODULE 8 : Maintenance du ClinActiv™**

Identification du système.

Maintenance préventive : explication des procédures de Maintenance PM et PDI

Revue des pièces et outils nécessaires pour assurer la maintenance du système.

Mise en application des PM et PDI

### **Documentation technique**

Remise de manuels de formation, utilisation et technique en début de session.