

PROGRAMME DE FORMATION DUO® 2



FORMATION 1 JOUR ET DEMI

1) **PRESENTATION GENERALE DU**

SYSTEME DUO® 2 :

Présentation :

- Matelas Thérapeutique
- Système de gestion du matelas
- Boîtier de commande

Explication des fonctions thérapeutiques du matelas :

- Mode Continu
- Mode Alterné
- Mode P Max
- Mode CPR
- Mode Transport

Décomposition des zones

- Zone Tête
- Zone Principale
- Zone Talons

Utilisation

2) **PRESENTATION TECHNIQUE DU**

SYSTEME DUO® 2 :

Explication générale :

- du découpage et de la gestion des différentes zones
- du fonctionnement électrique et pneumatique du système DUO® 2
- du système De-Teq®
- des schémas et synoptiques de fonctionnement
- Mesures

3) **REPARATION ET MAINTENANCE**

Démontage, remontage des éléments du système DUO® 2 :

Matelas

- Housse et différents coussins
- Matelas De-Teq®
- Ensemble capteur De-Teq®

Valise technique :

- Carte d'alimentation
- Carte générale de commande
- Compresseur
- Turbine de gonflage rapide
- Electrovannes
- Distributeurs zone De-Teq® et Talons
- Filtres

Boîtier de commande :

- Carte de commande

Procédures de Maintenance Préventive

4) **CONTROLE, REGLAGE ET DEPANNAGE**

Présentation :

- des méthodes de réglage et dépannage
- des outillages spécifiques

Applications :

- dépannages
- réglages à l'aide de la procédure officielle.

5) **QUESTIONS, REPONSES**

Outillage spécifique

A l'issue de cette formation, remise de :

- la valise technique Duo® contenant :
 - un manomètre de pression
 - un appareil de test de PIM
 - un outil trimmer pour potentiomètre pré-réglé
- un sac de réglage de 25 Kg

Documentation technique :

Remise de manuels de formation et technique en début de session.