

PROGRAMME DE FORMATION DUO[®]



FORMATION 1 JOUR ET DEMI : 1540,00 €HT

1) PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME DUO[®] :

Présentation :

- matelas Thérapeutique
- système de gestion du matelas
- boîtier de commande

Explication des fonctions thérapeutiques du matelas :

- mode continu
- mode alterné
- mode P Max
- mode gonflage rapide
- mode CPR

Décomposition des zones

- zone principale
- zone talons

Utilisation

2) PRESENTATION TECHNIQUE DU SYSTEME DUO[®] :

Explication générale :

- du découpage et de la gestion des différentes zones
- du fonctionnement électrique et pneumatique du système DUO[®]
- du système De-Teq
- des schémas et synoptiques de fonctionnement
- mesures

3) REPARATION ET MAINTENANCE

Démontage, remontage des éléments du système DUO[®] :

Matelas :

- housse et différents coussins
- matelas De-Teq[®]
- ensemble capteur De-Teq[®]

Valise technique :

- carte d'alimentation
- carte générale de commande
- compresseur
- turbine de gonflage rapide
- électrovannes
- distributeurs zone De-Teq[®] et pied
- mécanisme CPR
- filtres

Boîtier de commande :

- carte de commande
- levier et câble CPR

Procédures de Maintenance Préventive

4) CONTROLE ET DEPANNAGE

Présentation :

- des méthodes de réglage et dépannage
- des outillages spécifiques
- application au dépannage et réglages à l'aide de la procédure officielle.

5) QUESTIONS, REPONSES

Outillage spécifique

A l'issue de cette formation, remise de :

- la valise technique DUO[®] contenant :
 - un manomètre de pression
 - un appareil de test de PIM
 - un outil trimmer pour potentiomètre préréglé
- un sac de réglage de 25 Kg

Documentation technique :

Remise de manuels de formation et technique en début de session.