

PROGRAMME DE FORMATION LI146



DUREE DE LA SESSION : 1 JOUR

1 PRESENTATION GERIALITS LI 146

Vu d'ensemble
Destination des lits
Caractéristiques dimensionnelles
Charge maximum soulevée

2 DOCUMENTATION TECHNIQUE

Remise du manuel de pièces détachées

3 UTILISATION

Systeme électrique

Fonction hauteur variable
Fonction relève buste
Fonction cassure
Fonction autocontour
Boîtier de commande
Boîtier de condamnation

Systeme mécanique

Fonction relève jambes
Fonction freinage directionnel
Fonction C.P.R.
Fonction porte couverture

4 PRESENTATION TECHNIQUE

Explication théorique du système décrit en section utilisation

5 REPARATION MAINTENANCE

Démontage système électrique

Boîtier alimentation
Moteur relève buste
Moteur cassure
Moteur hauteur variable
Boîtier de commande
Boîtier de condamnation

Réglages

Freinage Roulettes

Procédures de maintenance préventive

Plan de maintenance préventive

Démontage système mécanique

Cliniforme
C.P.R.
Mécanisme de freinage
Roulettes

6 QUESTIONS REPONSES