

PROGRAMME DE FORMATION LI156

Evolution™ série A, B, C, Dx, Ex



PROGRAMME POUR CHAQUE LIT
DUREE DE LA SESSION : 1 Jour/version
(Groupement possible selon modèles)

A) Aspect général :

Présentation du lit : destination, utilisation prévue, fonctionnement.
Formation à l'utilisation du lit et présentation des accessoires.

B) Présentation technique :

Explication du fonctionnement des parties :

- électriques : principe de fonctionnement, explication des schémas et des différentes conditions d'utilisation. Présentation des différents signaux ou alarmes permettant le contrôle du lit et la signalisation de défaillances éventuelles.
- mécaniques : explication de toutes les fonctions et des spécificités mécaniques propres à chacune.

C) Interventions sur le lit :

Formation au démontage, remontage et réglage des organes électriques et mécaniques du lit.

Mise en pratique par le personnel technique

D) Dépannage du lit

Explication de la conduite à tenir en cas de panne par rapport à l'interchangeabilité des organes et aux conditions de garantie.

Présentation des procédures d'analyse de pannes.

E) Maintenance préventive

Explication du plan de maintenance préventive proposé et des conditions de suivi du lit.

F) Documentation technique

Remise d'un manuel technique.

Questions/ Réponses