

PROGRAMME DE FORMATION PRIMO™



DUREE DE LA FORMATION : UNE DEMI JOURNEE

(Entre ½ journée et un jour selon le nombre et le niveau des techniciens)

1) **PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME PRIMO™ :**

Présentation :

- matelas
- système de gestion du matelas
- boîtier de commande

Explication des fonctions du matelas

Utilisation

2) **PRESENTATION TECHNIQUE DU SYSTEME PRIMO™ :**

Explication générale :

- du fonctionnement électrique et pneumatique du système Primo™
- de la gestion de pression par le capteur Vario™
- des schémas et synoptiques de fonctionnement
- mesures

3) **REPARATION ET MAINTENANCE**

Démontage, remontage des éléments du Primo :

Matelas :

- housse et coussin
- capteur Vario™
- clapet de surpression

Boîtier d'alimentation et de commande :

- carte d'alimentation et de commande
- compresseur
- carte de commande
- filtre à air

Procédures de Maintenance Préventive

4) **CONTROLE ET DEPANNAGE**

Présentation des méthodes de :

- contrôle du capteur Vario™
- dépannage avec outillage spécifique

Application

5) **ACCESSOIRE**

coussin siège

6) **QUESTIONS, REPONSES**

Documentation technique :

Remise de manuels de formation et technique, avec procédure de contrôle, en début de session.