

PROGRAMME DE FORMATION RESPISTAR[®]



FORMATION 1 JOUR ET DEMI

1) **PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME RESPISTAR[®] :**

Présentation :

- matelas Thérapeutique
- système de gestion du matelas
- boîtier de commande

Explications des fonctions thérapeutiques du matelas :

- standard
- rotation
- percussion
- vibration
- percussion / vibration
- percussion / vibration pendant la rotation
- mode Opti-rest[®]
- mode P Max
- mode C.P.R
- mode transport
- mode transfert

2) **PRESENTATION TECHNIQUE DU SOUS SYSTEME ELECTRONIQUE/TURBINE :**

Explication générale :

- description des composants électriques du système respistar
- description des composants du boîtier de commande et alimentation air
- présentation du boîtier de commande et alimentation air
- distribution électrique
- capteurs tête et barrières

Démontage / Remontage

- panneaux de commande
- carte de gestion

- carte d'alimentation
- carte chargeur de batterie
- turbine
- entrée secteur
- filtre secteur
- disjoncteur
- filtre air
- batterie

3) **PRESENTATION TECHNIQUE DU SOUS SYSTEME AIR/ MATELAS**

Description des composants du matelas :

- répartition des zones
- distribution d'air
- vannes proportionnelle
- module percussion / vibration

Démontage / Remontage

4) **MAINTENANCE**

Menu Maintenance

- Diagnostics
- Erreurs classiques
- Astuces
- Mesures
- stockage

Procédures de Pré-Installation Maintenance

5) **QUESTIONS, REPONSES**

Documentation technique :

Remise de manuels de formation et technique en début de session.