

# PROGRAMME DE FORMATION TA 529



## **DUREE DE LA SESSION : 2 Heures**

### **1. PRÉSENTATION TABLE A MANGER AU LIT TA529**

Vu d'ensemble des différents modèles  
Destination des tables  
Caractéristiques dimensionnelles  
Charge maximum soulevée

### **2. DOCUMENTATION TECHNIQUE**

Remise du manuel de pièces détachées et du plan de maintenance préventive.

### **3. UTILISATION**

Fonction hauteur variable  
Fonction plateau lecture

### **4. PRÉSENTATION TECHNIQUE**

Explication théorique du système mécanique.

### **5. RÉPARATION MAINTENANCE**

#### **Démontage du système mécanique**

Plateau  
Partie haute  
Mécanisme de blocage  
Mécanisme d'élévation  
Roulettes

#### **Réglages**

Système de blocage de la hauteur variable

### **6. PROCÉDURES DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE**

Plan de maintenance préventive