

# PROGRAMME DE FORMATION ZONEAIRE®



## **DUREE DE LA FORMATION : 0.5 à 1,5 JOURS**

(Entre ½ journée et un jour et demi selon le nombre, le niveau des techniciens et la connaissance initiale du produit)

**Noter :** - Le lit LI157 ZoneAire® est composé d'une base EVOLUTION™ LI156B ou C sur laquelle est installé le système matelas thérapeutique ZoneAire.

- Ce programme concerne le système ZoneAire® et vient en complément d'un programme classique sur lit Evolution™ LI156B ou C (durée additionnelle 1 jour).

**Durée à prévoir, et à nous préciser :** **0.5 jour** si connaissance initiale des lits Evolution™ LI156B ou C,  
**1,5 jour** si aucune connaissance initiale des lits Evolution™ LI156B ou C

### **Programme :**

#### **1) PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME ZONEAIRE® :**

Présentation :

- matelas Thérapeutique
- système de gestion du matelas
- boîtier de commande

Explication des fonctions thérapeutiques du matelas :

- mode continu
- mode soulagement zone talons
- mode P Max

Utilisation

Matelas :

- housse et coussins des différentes zones
- modules électrovannes et capteurs

Boîtier d'alimentation :

- carte d'alimentation
- carte générale de commande
- compresseur
- électrovanne directionnelle

Boîtier de commande :

- carte de commande

Procédures de Maintenance Préventive

#### **2) PRESENTATION TECHNIQUE DU SYSTEME ZONEAIRE® :**

Explication générale :

- du découpage et de la gestion des différentes zones
- du fonctionnement électrique et pneumatique du système
- des schémas
- mesures

#### **4) CONTROLE ET DEPANNAGE**

Présentation :

- des méthodes de dépannage
- du boîtier spécifique de test
- application

#### **5) QUESTIONS, REPONSES**

#### **3) REPARATION ET MAINTENANCE**

Démontage, remontage des éléments du système ZoneAire® :

**Documentation technique :**

Remise de manuels de formation et technique en début de session.