



Le nouveau fauteuil SM 608A

LE BIEN-ÊTRE DU PATIENT

Le fauteuil SM 608A à piètement fixe et roulettes de déplacement est un fauteuil de repos. Sa forme anatomique répond aux exigences de confort du patient. Étudié pour des personnes dont l'autonomie et la mobilité sont réduites, il facilite le travail du personnel soignant.



● CONFORT et PRÉVENTION

Dossier anatomique inclinable, cale-nuque sur têtière amovible, tablette adaptable sur accoudoirs, coussin-confort-prévention

● SÉCURITÉ

Accoudoirs réglables et escamotables

● HYGIÈNE

Garniture amovible, roulettes de déplacement



Pouf, réf. SM 604A.

Fauteuil SM 608A

Appui-tête anatomique :
3 positions d'inclinaison
et escamotable.



AC 901A
Cale-nuque.




Accoudoirs réglables et
escamotables avec
bulbes d'appui.

AC 969P - Tablette
à manger en ABS.

Commande bilatérale de
l'inclinaison du dossier.



Coussin confort prévention
AC 947A.



Roulettes de déplacement
facilitant le nettoyage de
la chambre du patient.

Dispositif intégré
porte-sac à urine
(côté gauche de l'assise).

Piètement époxy beige.

Qualités de fabrication

Piètement :

Monobloc métallique,
tube Ø 40 + tube 30 x 30,
peinture époxy beige, monté
sur 4 embouts en plastique
de couleur beige non
tachants, inarrachables et
insonores, 2 roulettes de
déplacement à l'arrière,
assise, dossier et appui-tête
sur coque en ABS-PC.


Sellerie :

Anatomique avec moulage
sans couture, tissu enduit
au choix dans la gamme
Sirius et Espace Hill-Rom.

Caractéristiques techniques Réf. : SM 608A

Dimensions hors tout (en mm) :

Largeur : 680
Profondeur de l'assise : 420
Hauteur assise : 430
Angle d'inclinaison
de l'assise : 10°



Conformité aux normes :

Classement matériaux assise, dossier et table en ABS M1 F2

Comportement au feu : conforme à la Recommandation D3-89 du GP/CP - Classement B2.



*Les mobiliers Hill-Rom, certifiés NF Mobilier de Santé,
sont conçus, fabriqués et contrôlés pour
apporter le maximum de garanties.
Le référentiel technique garantit l'aptitude à l'usage
des produits dans cet environnement très spécifique :
HYGIÈNE, DURABILITÉ, SÉCURITÉ, SOLIDITÉ, CONFORT.

Hill-Rom
A HILLENBRAND INDUSTRY


FABRICATION FRANÇAISE
MODELE BREVETE



Z.I. du Talhouët - B.P. 14
56330 PLUVIGNER
Tél. +33 (0)2 97 50 92 12
Fax +33 (0)2 97 50 92 00



Clintron House, Ashby Park,
Ashby de la Zouch,
LEICESTERSHIRE LE65 1JG
Tél. +44 (0) 1530 411000
Fax +44 (0) 1530 411555



Airport Business
Center Düsseldorf,
Franz-Rennefeld-Weg 4
40472 DÜSSELDORF
Tél. +49 (0) 211/16450-0
Fax +49 (0) 211/16450-182



Hagenweg 1c, Postbus 173,
4130 ED VIANEN
Tél. +31 (0)347 32 35 32
Fax +31 (0)347 32 35 00
E-mail: info_nl@hill-rom.com



Via Ambrosoli n. 6
20090 RODANO (MI)
Tél. +39 02-950541
Fax +39 02-95328578



Chemin du Vallon 26,
1030 BUSSIGNY
Tél. +41 (0)21/706 21 30
Tel. deutschsprachig:
021/706 21 38
Fax +41 (0)21/706 21 33
E-mail: hrchinfo@hill-rom.com



Büropark Donau, Haus 8,
A-3400 KLOSTERNEUBURG
Tél. +43 (0)2243 / 28550
Fax +43 (0)2243 / 28550-19
E-mail: austria@hill-rom.com



EXPORT
Contact your local
Hill-Rom distributor or call:
Europe Tel. +33 (0)2 97 50 92 12
Tel. +33 (0)4 67 04 64 04
Other Tel. 1 812 934 8173