



Toocana, l'énergie et la douceur...

Tête de lit LI602

TOORA**
L: 1041
H: 636

TOOST**
L: 1090
H: 676

Chévet CH700 A

2MH*
L: 500
P: 450
H: 750

2MO*
L: 400
P: 450
H: 600

4MO*
L: 400
P: 450
H: 750

5MO*
L: 500
P: 450
H: 900

5MO 2P
L: 500
P: 450
H: 900

Commodes ME710 A

4MO A4*
L: 800
P: 450
H: 750

4MO A3*
L: 800
P: 450
H: 750

3MO A3*
L: 1000
P: 450
H: 750

3MO A2*
L: 1000
P: 450
H: 750

2MO A4*
L: 1200
P: 450
H: 750

2MO A3*
L: 1200
P: 450
H: 750

3MO A5
L: 800 W3
L: 1000 W4
P: 550
H: 750

Bureaux CH710 A

2MS A4*
L: 1400
P: 450
H: 750

1MO A2*
L: 1200
P: 450
H: 750

Bureau ME710 A

4MO
L: 1740
P: 450
H: 750
option 4 tiroirs

Bureau CH700 A

4MO
L: 1340
P: 450
H: 750

4MO A4
L: 1340
P: 450
H: 750

Armoire ME740A

R1
L: 800 W3
L: 1000 W4
P: 550
H: 450

W2*
L: 500
P: 550
H: 1950
existe sans tiroirs

W3*
L: 800
P: 550
H: 1950
existe sans tiroirs

W4*
L: 1000
P: 550
H: 1950
existe sans tiroirs

W7*
L: 1500
P: 550
H: 1950
existe sans tiroirs

Qualité et durabilité



- Chant arrondi de 2 mm éliminant tout angle vif.
- Charnières ajustables, pour une fermeture parfaite des portes.
- Choix d'essence de bois de première qualité.
- Stratifié de 0,8 mm sur les surfaces horizontales.
- Piètement en bois massif.
- Assemblage tourillonné et collé pour une résistance remarquable des corps de meubles.
- Finitions sélectionnées dans un souci de protection de l'environnement.

AFNOR CERTIFICATION - 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE cedex

* Admis à la marque NF Mobilier SAINTE.

Les mobiliers Hill-Rom certifiés Mobilier de santé sont conçus, fabriqués et contrôlés pour apporter le maximum de garanties.

Le référentiel technique garantit l'aptitude à l'usage des produits dans cet environnement très spécifique :

HYGIENE, DURABILITE, SECURITE, SOLIDITE, CONFORT.

** Admis à la marque NF Médical - n° d'autorisation 178-01/01

Produit conforme aux normes : NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 et amdt 1 (1999), NF-S-90-312 (1984)

Conformément aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux appareils médicaux de classe 1.

Certification Qualité et Environnementale du site de développement et de production : ISO 9001 (2000) LNE n° 01391 - ISO 13485 (2003)

G.MED n°0851 - ISO 14001 (2004) LNE n°11578-0



www.leschateaux.com - Meltis Toocana LTC - (00)1 - 25.05.09 - 100 ex

www.hill-rom.com

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| France..... | +33 (0)2 97 50 92 12 | Switzerland..... | +41 (0)21/7062130 | Portugal..... | +351 (0) 210 991 8910 |
| United Kingdom..... | +44 (0)1530 41 1000 | (deutschsprachig)..... | 021/706 21 38 | Nordic Countries..... | +46 (0)8 564 353 60 |
| Germany..... | +49 (0)211/16450-0 | Austria..... | +43 (0)2243 / 28550 | Export..... | Contact your local Hill-Rom distributor |
| Netherlands..... | +31 (0) 347 32 35 32 | Ireland..... | +353 (0)1 413 6005 | | or contact your Area manager via website |
| Italy..... | +39 02-950541 | Spain..... | +34 (0)936856000 | | or call +1 812 934 8173 |

Manufactured by Hill-Rom Inc. Distributed by Hill-Rom Inc.
Hill-Rom reserves the right to change any item, specification or model without prior notice. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.
© 2009 Hill-Rom Services, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Meltis, mobilier pour l'hébergement



Toocana, l'énergie et la douceur...



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers...



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers...



Toocana, l'énergie et la douceur...



Toocana, contraste et caractère, pour une ambiance originale...

Fort de son expertise et de son savoir faire, Hill-Rom vous propose sa ligne Meltis.

Quatre gammes distinctes afin de concevoir votre lieu de vie en adéquation avec vos attentes.

Des lignes douces, du bois massif, un large choix coloré, Toocana, une ambiance empreinte de force et de caractère.

Toocana se décline au travers d'une série de meubles et d'accessoires, de la tête de lit, au chevet, en passant par l'armoire.

Un grand nombre de combinaisons possibles permet de créer un univers coloré et contrasté pour le patient, sa famille et le personnel soignant.

En créant des contrastes visuels, vous mettez en place des repères essentiels à la confiance et la mobilité de votre résident.

La sécurité est propice aux soins, à l'écoute et au bien-être.

① Ergonomie & esthétique

Améliorer les conditions de travail du personnel soignant représente un enjeu fondamental.

- Geste - accès pratique au contenu des meubles
Ouverture à charnière de 170°
- Posture - utilisation et entretien facilités
corps de tiroirs métalliques
- Sécurité - serrures possibles sur un maximum de produits
- Confort - pastilles de fermeture antibruit et antichoc sur portes et tiroirs

② Entretien & confort

Répondre aux exigences d'hygiène et d'entretien d'un établissement de long séjour est essentiel.

Le design et les matières de la gamme Toocana ont été savamment étudiés afin de faciliter l'entretien et améliorer le confort du résident.


③ Mobilité & bien-être

Prolonger la mobilité du résident est un élément primordial à son bien-être.

Les nombreux points d'appui des meubles et la position basse du lit permettent d'accroître l'autonomie du résident.

Une gamme de mains courantes permet l'accompagnement de votre résident dans sa prise d'appui et au court de ses déplacements.

L'egress barre est aussi disponible afin de faciliter la sortie de lit.



①

②

③