




# Zanohé, des lignes épurées et contemporaines...



Meltis, mobilier pour l'hébergement



Zanohé, la pureté et la sobriété...

## Particularités, qualité et durabilité



- Chant arrondi de 2 mm éliminant tout angle vif.
- Charnières ajustables, pour une fermeture parfaite des portes.
- Choix d'essence de bois de première qualité.
- Stratifié de 0,8 mm sur les surfaces horizontales.
- Piètement en bois massif.
- Assemblage tourillonné et collé pour une résistance remarquable des corps de meubles.
- Finitions sélectionnées dans un souci de protection de l'environnement.

AFNOR CERTIFICATION - 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE cedex

\* Admis à la marque NF Mobilier SANTE.

Les mobiliers Hill-Rom certifiés Mobilier de santé sont conçus, fabriqués et contrôlés pour apporter le maximum de garanties.

Le référentiel technique garantit l'aptitude à l'usage des produits dans cet environnement très spécifique :

HYGIENE, DURABILITE, SECURITE, SOLIDITE, CONFORT.

\*\* Admis à la marque NF Médical - n° d'autorisation 178-01/01

Produit conforme aux normes : NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 et amdt 1 (1999), NF-S-90-312 (1984)

Conformément aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux appareils médicaux de classe 1.

Certification Qualité et Environnementale du site de développement et de production : ISO 9001 (2000) LNE n° 01391 - ISO 13485 (2003)

G.MED n°0851 - ISO 14001 (2004) LNE n°11578-0



www.leschateaux.com - Meltis Zanohé LTC - V001 - 25/05/09 - 100 ex

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers...

www.hill-rom.com

France.....	+33 (0)2 97 50 92 12	Switzerland.....	+41 (0)21/7062130	Portugal.....	+351 (0) 210 991 8910
United Kingdom.....	+44 (0)1530 41 1000	(deutschsprachig).....	021/706 21 38	Nordic Countries.....	+46 (0)8 564 353 60
Germany.....	+49 (0)211/16450-0	Austria.....	+43 (0)2243 / 28550	Export.....	Contact your local Hill-Rom distributor
Netherlands.....	+31 (0) 347 32 35 32	Ireland.....	+353 (0)1 413 6005		or contact your Area manager via website
Italy.....	+39 02-950541	Spain.....	+34 (0)936856000		or call +1 812 934 8173

Manufactured by Hill-Rom Inc. Distributed by Hill-Rom Inc. Hill-Rom reserves the right to change any item, specification or model without prior notice. The only warranty Hill-Rom makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products. © 2009 Hill-Rom Services, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers...



Zanohé, la pureté et la sobriété...

### ① Ergonomie & esthétique

Améliorer les conditions de travail du personnel soignant représente un enjeu fondamental.

- Geste - accès pratique au contenu des meubles  
Ouverture à charnière de 170°
- Posture - utilisation et entretien facilités  
corps de tiroirs métalliques
- Sécurité - serrures possibles sur un maximum de produits
- Confort - pastilles de fermeture antibruit et antichoc sur portes et tiroirs

### ② Entretien & confort

Répondre aux exigences d'hygiène et d'entretien d'un établissement de long séjour est essentiel.

Le design et les matières de la gamme Zanohé ont été savamment étudiés afin de faciliter l'entretien et améliorer le confort du résident.

### ③ Mobilité & bien-être

Prolonger la mobilité du résident est un élément primordial à son bien-être.

Les nombreux points d'appui des meubles et la position basse du lit permettent d'accroître l'autonomie du résident.

Une gamme de mains courantes permet l'accompagnement de votre résident dans sa prise d'appui et au court de ses déplacements.

L'egress barre est aussi disponible afin de faciliter la sortie de lit.



## Zanohé, qualité et sobriété, pour une ambiance contemporaine...

Fort de son expertise et de son savoir faire, Hill-Rom vous propose sa ligne Meltis.

Quatre gammes distinctes afin de concevoir votre lieu de vie en adéquation avec vos attentes.

Des lignes épurées, des courbes subtiles, Zanohé, une ambiance empreinte de qualité et de design.

Zanohé se décline au travers d'une série de meubles et d'accessoires, de la tête de lit, au chevet, en passant par l'armoire.

Un grand nombre de combinaisons possibles permet de créer un univers dynamique et moderne pour le patient, sa famille et le personnel soignant.

En créant une atmosphère sereine dans votre lieu de vie, vous favorisez la relaxation et le confort, propices aux soins, à l'écoute et au bien-être.



①

②

③