

# Wirksame und sichere Dekubitusprophylaxe



- Hochelastischer 2-Zonen-Schaumstoff
- Die Schaumstoffwürfel der Matratze passen sich durch ihre unabhängigen Kompressionseigenschaften an die Körperkonturen an und reduzieren Auflagedrucke und Reibungskräfte
- Die voneinander unabhängigen Würfel fördern die Luftzirkulation in der Matratze und reduzieren die Feuchtigkeitsbildung. Hautmazeration wird vermieden und Scherkräfte verringert
- Der Fersenbereich mit seiner speziellen Entlastungszone bietet schonende Unterstützung für Fersen und Fußknöchel
- Pflegeleicht und äußerst hygienisch
- Verstärkte Seitenbereiche bieten erhöhte Sicherheit, auch beim Sitzen auf der Bettkante
- Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen des Bettes an



## **Hill-Rom NP100** Hochelastische 2-Zonen-Schaumstoffmatratze

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

# Hill-Rom NP100

## Hochelastische 2-Zonen-Schaumstoffmatratze



Die Schaumstoffwürfel der NP100-Matratze von Hill-Rom erlauben durch ihre unabhängigen Kompressionseigenschaften eine gute Anpassung an die Körperkonturen und reduzieren Auflagedrücke und Reibungskräfte. Die voneinander unabhängigen Würfel fördern die Luftzirkulation in der Matratze und reduzieren die Bildung von Feuchtigkeit. Dadurch wird Hautmazeration vermieden und Scherkräfte werden verringert. Die NP100 Matratze von Hill-Rom ist eine kosteneffektive Lösung zur Dekubitusprophylaxe. Der Fersenbereich mit seiner speziellen Entlastungszone bietet eine schonende Unterstützung für Fersen und Fußknöchel. Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen an.

Der Schaumstoffkern ist komplett von einem wasserdichten, wasserdampfdurchlässigen, multi-dehnbaren, bakteriostatischen und fungistatischen Polyurethan-Schutzbezug umschlossen, der sich leicht reinigen und desinfizieren lässt und somit Patienten und Pflegepersonal eine maximale Hygiene gewährleistet. Die Hill-Rom NP100 Matratze ist mit genähtem oder verschweißtem Bezug erhältlich. Der verschweißte Bezug ist mit Tragegriffen ausgestattet.

### Technische Daten

**Matratze (maßgeschneiderte Größen erhältlich):**

Länge ..... 198 cm oder 203 cm  
 Breite.....85 cm (nur für 198 cm Länge) oder 90 cm  
 Höhe.....14 cm  
 Gewicht.....7,2 kg

**Raumgewicht:** ..... 40 kg/m<sup>3</sup> Kreuzbein- und Kopfbereich  
 .....30 kg/m<sup>3</sup> Fersenbereich

**Garantieleistung:**

Hill-Rom gewährt 5 Jahre Garantie auf den Schaumstoff und 4 Jahre Garantie auf den Bezug.

Maximales Patientengewicht..... 150 kg

**Desinfektion:**

Den Bezug zur Desinfektion mit einem DGHM-gelisteten Flächendesinfektionsmittel abwischen.

**Konformität:**

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPEM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

**Hill-Rom NP100 Bidensity ist:**

röntgenstrahlendurchlässig und latexfrei

 MDD 93/42/EWG für Medizinprodukte der Klasse 1

Die Hill-Rom NP100 Matratze ist mit zwei Verlängerungen erhältlich.

Standardgröße: 198 cm

+9 cm    +18 cm



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hill-Rom-Vertretung.



[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Die Firma Hill-Rom behält sich das Recht vor, Gestaltung, Spezifikationen und Modellausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige von Hill-Rom geleistete Garantie ist die für den Verkauf und die Vermietung seiner Produkte gültige ausdrückliche schriftliche Garantie. Hergestellt von Hill-Rom SAS - Pluvigner, Frankreich

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France .....+33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom .....+44 (0)1530 411000  
 Deutschland .....+49 (0)211/16450-0  
 Nederland .....+31 (0)347 32 35 32  
 Italia .....+39 02-950541  
 Suisse/Schweiz .....+41 (0)21/706 21 30  
 (deutschsprachig) .....021/706 21 38  
 Österreich .....+43 (0)2243 / 28550  
 Ireland .....+353 (0)1 413 6005  
 España .....+34 (0)93 6856000  
 Portugal .....+351 (0)210 991 891  
 Nordic Countries .....+46 (0)8 564 353 60  
 Export:

Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager via website or call .....+1 812 934 8173