

# Wirksame und sichere Dekubitusprophylaxe durch optimale Körperkontur-Anpassung



- Temperatursensitiver, viskoelastischer Schaumstoff
- Passt sich den Körperkonturen an und reduziert Auflagedrücke
- Außerordentlich komfortabel und strapazierfähig
- Verschweißter Bezug mit integrierten Tragegriffen
- Pflegeleicht und äußerst hygienisch
- Verstärkte Seitenbereiche bieten erhöhte Sicherheit, auch beim Sitzen auf der Bettkante
- Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen des Bettes an

## Hill-Rom NP150

Temperatursensitiver, viskoelastischer Schaumstoff

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

# Hill-Rom NP150

## Temperatursensitive, viskoelastische Schaumstoffmatratze



Die mit einem "Formgedächtnis" ausgestattete NP150 Matratze von Hill-Rom wurde gezielt zur Vorbeugung von Druckgeschwüren entwickelt. Der temperatursensitive, viskoelastische Schaumstoff passt sich an die Körperkonturen des Patienten an, sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts und nimmt die Körperformen in jeder Position an. Das führt zu einem erhöhten Patientenkomfort und einer verbesserten Druckverteilung. Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen an.

Der Schaumstoffkern ist komplett von einem wasserdichten, wasserdampfdurchlässigen, multi-dehnbaren, bakteriostatischen und fungistatischen Polyurethan-Schutzbezug umschlossen, der sich leicht reinigen und desinfizieren lässt und somit Patienten und Pflegepersonal eine maximale Hygiene gewährleistet.

### Technische Daten

#### Matratze (maßgeschneiderte Größen erhältlich)

Länge .....	198 cm
Breite.....	85 cm oder 90 cm
Höhe.....	14 cm
Gewicht.....	8,8 kg

**Raumgewicht:** ..... 55 kg/m<sup>3</sup>

#### Garantieleistung:

Hill-Rom gewährt 5 Jahre Garantie auf den Schaumstoff und 4 Jahre Garantie auf den Bezug.

Maximales Patientengewicht..... 150 kg

#### Desinfektion:


Den Bezug zur Desinfektion mit einem DGHM-gelisteten Flächendesinfektionsmittel abwischen.

#### Konformität:

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPEM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

#### Hill-Rom NP150 Viscoelastic ist

röntgenstrahlendurchlässig und latexfrei

 MDD 93/42/EWG für Medizinprodukte der Klasse 1

### Die Hill-Rom NP150 Matratze ist mit zwei Verlängerungen erhältlich.

Standardgröße: 198 cm

+9 cm | +18 cm

1

2

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hill-Rom-Vertretung.



[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Die Firma Hill-Rom behält sich das Recht vor, Gestaltung, Spezifikationen und Modellausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige von Hill-Rom geleistete Garantie ist die für den Verkauf und die Vermietung seiner Produkte gültige ausdrückliche schriftliche Garantie. Hergestellt von Hill-Rom SAS - Pluvigner, Frankreich

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France .....	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom .....	+44 (0)1530 411000
Deutschland .....	+49 (0)211/16450-0
Nederland .....	+31 (0)347 32 35 32
Italia .....	+39 02-950541
Suisse/Schweiz .....	+41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig) .....	.....021/706 21 38
Österreich .....	+43 (0)2243 / 28550
Ireland .....	+353 (0)1 413 6005
España .....	+34 (0)93 6856000
Portugal .....	+351 (0)210 991 891
Nordic Countries .....	+46 (0)8 564 353 60

#### Export:

Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager via website or call ..... +1 812 934 8173