

Ideal geeignet für den täglichen Einsatz



- Langlebige Schaumstoffmatratze für kosteneffektive Patientenlagerung
- Zweiseitig verwendbar
- Hochelastischer 1-Zonen-Schaumstoff
- Pflegeleicht und äußerst hygienisch
- Passt sich an die meisten Bettrahmen und alle Verstellpositionen des Bettes an



Hill-Rom NP50
Hochelastische 1-Zonen-Schaumstoffmatratze



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hill-Rom NP50

Hochelastische 1-Zonen-Schaumstoffmatratze



Die NP50 Matratze von Hill-Rom besteht aus hochelastischem Schaumstoff und bietet Patienten höchsten Komfort. Als zweiseitig verwendbare Matratze stellt dieses Produkt eine kosteneffektive und strapazierfähige Alternative dar. Die NP50 Matratze von Hill-Rom ist für die meisten Bettrahmen geeignet und passt sich allen Verstellpositionen an.

Der Schaumstoffkern ist komplett von einem wasserdichten, wasserdampfdurchlässigen, bakteriostatischen und fungistatischen Polyurethan-Schutzbezug umschlossen, der sich leicht reinigen und desinfizieren lässt und somit Patienten und Pflegepersonal eine maximale Hygiene gewährleistet.

Technische Daten

Matratze (maßgeschneiderte Größen erhältlich):

Länge 198 cm
 Breite 85 cm oder 90 cm
 Höhe 14 cm
 Gewicht 8,6 kg

Raumgewicht: 40 kg/m³

Garantieleistung:

Hill-Rom gewährt 2 Jahre Garantie auf den Schaumstoff und den Bezug.

Maximales Patientengewicht 150 kg

Desinfektion:

Den Bezug zur Desinfektion mit einem DGHM-gelisteten Flächendesinfektionsmittel abwischen.

Konformität:

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPEN D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Hill-Rom NP50 Monodensity ist:

röntgenstrahlendurchlässig und latexfrei

CE MDD 93/42/EWG für Medizinprodukte der Klasse 1

Die Hill-Rom NP50 Matratze ist mit zwei Verlängerungen erhältlich



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hill-Rom-Vertretung.



www.hill-rom.com

Die Firma Hill-Rom behält sich das Recht vor, Gestaltung, Spezifikationen und Modellausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige von Hill-Rom geleistete Garantie ist die für den Verkauf und die Vermietung seiner Produkte gültige ausdrückliche schriftliche Garantie. Hergestellt von Hill-Rom SAS - Pluvigner, Frankreich

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

- France +33 (0)2 97 50 92 12
- United Kingdom +44 (0)1530 411000
- Deutschland +49 (0)211/16450-0
- Niederland +31 (0)347 32 35 32
- Italia +39 02-950541
- Suisse/Schweiz +41 (0)21/706 21 30
- (deutschsprachig) 021/706 21 38
- Österreich +43 (0)2243 / 28550
- Ireland +353 (0)1 413 6005
- España +34 (0)93 6856000
- Portugal +351 (0)210 991 891
- Nordic Countries +46 (0)8 564 353 60
- Export:

Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager via website or call +1 812 934 8173