



## Uw zorgpartner



Wij helpen patiënten om zichzelf, en hun zorgverleners te helpen

Ons streven naar zelfredzaamheid, sneller herstel van patiënten en het verminderen van de werklust voor zorgverleners is het bed voorzien van handgrepen waardoor de patiënt minder hulp nodig heeft bij het draaien, verplaatsen of uit het bed komen



Hulp bij het intact houden van de huid

De zeven verschillende posities van het bed helpen de patiënt in de juiste houding te blijven. Door het schuiven van de patiënt te minimaliseren helpt het AvantGuard® 1600 bed wrijving, die tot doorligplekken kan leiden, te voorkomen.

Daarbij zijn de geavanceerde therapeutische matrassen van Hill-Rom drukverlagend. De beddekken hebben een minimaal aantal openingen, wat de veiligheid voor patiënten verhoogt en het risico op vallen verkleint.

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Hill-Rom behoudt het recht om zonder voorafkondiging veranderingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en het model. De enige garantie die Hill-Rom verstrekt, is de geschreven garantie die wordt geleverd bij de verkoop of verhuur van haar producten.

© 2009 Hill-Rom Services, Inc. - Alle rechten voorbehouden.

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Uw zorgpartner voor patiënten met een intensieve zorgbehoefte



AvantGuard® 1600 Bed

France .....+33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom .....+44 (0)1530 411000  
 Deutschland .....+49 (0)211/16450-0  
 Nederland .....+31 (0)347 32 35 32  
 Italia .....+39 02-950541  
 Suisse/Schweiz .....+41 (0)21/706 21 30  
 (deutschsprachig) .....021/706 21 38  
 Österreich .....+43 (0)2243 / 28550  
 Ireland .....+353 (0)1 413 6005  
 España .....+34 (0)93 6856000  
 Portugal .....+351 210 991 891  
 Nordic Countries .....+46 (0)8 564 353 60

Export:  
 Contact your local Hill-Rom distributor or  
 contact your Area manager via website  
 or call .....+1 812 934 8173

Design: www.cadmus.nl - FB: AvantGuard 1600 - 1001 - 03/09/10

**Hill-Rom**

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™



Horen rugklanten  
nu eenmaal bij het werk?  
**Wij denken van niet**

## Hogere efficiëntie en minder klachten

Het verzekeren van de veiligheid en de inzetbaarheid van zorgverleners is een prioriteit voor iedere zorginstelling. Laat de intuïtieve Point-of-Care™ bediening en de Nurse-Assist functies van het AvantGuard® 1600 bed, helpen deze prioriteit waar te maken.



### Hoe helpt het AvantGuard® 1600 bed om de risico's van het bewegen en verplaatsen van patiënten te verkleinen?

Ons eenvoudige bedieningssysteem maakt dat zorgverleners bij de patiënt kunnen blijven, op het Point-of-Care™, daar waar ze nodig zijn.

#### Geïntegreerde weegschaal

Het wegen van een patiënt kan met een simpele 'druk op de knop' zowel links als rechts van het bed:

- Het gewicht van de patiënt wordt weergegeven in stappen van 500g of tijdelijk in 100g
- Plaats voorwerpen op het bed, of haal ze weg, zonder dat het weergegeven gewicht verandert
- Geeft toezicht op de vochtbalans



#### Veilig en eenvoudig mobiliseren en transporteren van patiënten

Het hogere zorgniveau voor patiënten betekent dat zorgverleners meer hulp moeten bieden dan ooit tevoren. Door gebruik te maken van de functies van het AvantGuard® 1600 bed en onze ervaring op het domein van ergonomie, kunt u uw patiënten veilig en zonder extra inspanning een hoger zorgniveau bieden.



#### Vijfde wiel

Door het vijfde wiel kunt u het bed gemakkelijk en efficiënt in elke richting bewegen.



#### Eén knop-EasyChair™

De één-knop EasyChair™ geeft zorgverleners de mogelijkheid om het bed, snel en zo vaak als nodig te verstellen en vermindert het risico op eigen letsel.

#### Line of Site® hoekaanduidingen

De eenvoudig af te lezen Line of Site® hoekaanduidingen helpen u het bedhoofd op 30-45° te zetten.

