

► Mobility-Guard beddekken - een mobilisatiehulpmiddel

Als onderdeel van ons streven de zelfredzaamheid van patiënten te verbeteren, revalidatie te versnellen en de inspanningen van verzorgenden te verminderen, werden de AvantGuard® 1600 bedden speciaal ontworpen met unieke en innovatieve gedeelde beddekken die in 3 standen kunnen worden gezet. Deze Mobility-Guard beddekken maken het niet alleen veel makkelijker voor de patiënt om zelf van positie te veranderen, ze zijn ook een waardevolle hulp bij de mobilisatie.



Hill-Rom ontwierp de eerste gedeelde beddekken in de jaren '50 als oplossing voor het probleem van het uit bed vallen van patiënten en in 1974 introduceerden we in het beddek geïntegreerde bedieningsknoppen. In 1995 introduceerde Hill-Rom als eerste in Europa gedeelde beddekken op het Evolution bed. Sindsdien vormen onze baanbrekende TotalGuard® beddekken de nieuwe standaard in patiëntveiligheid.

Het Mobility-Guard beddek op de AvantGuard® 1600 is de nieuwste ontwikkeling in een lange lijst van Hill-Rom primeurs.



► Het verschil voor zowel patiënten als verzorgenden

De Hill-Rom AvantGuard® 1600 bedden zijn ontworpen om een Zorgpartner voor u te zijn. AvantGuard® 1600 bedden zijn de nieuwe standaard die gebaseerd is op resultaatgerichtheid en toegevoegde waarde voor een steeds veeleisender zorgomgeving, terwijl het comfort en de veiligheid van zowel patiënten verpleegkundigen wordt verbeterd.

Omdat elke zorginstelling andere eisen stelt, biedt Hill-Rom twee modellen aan:

AvantGuard® 1600 Ability bed
Verbeterde ergonomie en prestaties



AvantGuard® 1600 Mobility bed
Verbeterde mobilisatie van patiënten



designed by TwentyTwo, www.agenotwentytwo.com

www.hill-rom.com

France	+33 (0)2 97 50 92 12	Suisse/Schweiz	+44 (0)21/706 21 30	Nordic Countries	+46 (0)8 564 353 60
United Kingdom	+44 (0)1530 41 1000	(deutshsprachig)	706 21 38	Export	contact your local Hill-Rom distributor
Deutschland	+49 (0)21 1/16450-0	Österreich	+43 (0)2243/28550		or contact your Area manager via website
Nederland	+31 (0)347 32 35 32	Ireland	+353 (0)1 413 6005		or call +1 812 934 8173
Italia	+39 02-950541	Iberia	+34 (0)93 6856000		

Hill-Rom behoudt zich het recht voor alle details of specificaties of modellen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De enige garantie die Hill-Rom op het product geeft, is de expliciete schriftelijke garantie die aan het verkoop- of huurcontract verbonden is. Gemaakt door Hill-Rom SAS - Pluvigner, Frankrijk © 2008 Hill-Rom Services, Inc. - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

USA & Canada
Western & Eastern Europe
Middle East / Africa / Indian Sub-Continent
Asia Pacific

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

AvantGuard® 1600 Bedden
Uw zorgpartner



Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™



Uw zorgpartner

De Hill-Rom AvantGuard® 1600 bedden zijn ontworpen met het oog op ergonomie en veiligheid en voorzien van geavanceerde mogelijkheden waarmee zorgverleners kunnen voldoen aan de steeds complexere eisen binnen de zorg. Geavanceerde technologie en intelligente bedfuncties dragen bij aan een efficiëntere en veiligere verzorging, waarmee wij ons motto "Clear Lungs, Safe Skin and No Falls™" onderstrepen.

Gemakkelijke en veilige patiëntmobilisatie



Het mobiliseren van de patiënt is een essentieel onderdeel in het herstelproces. Blessures bij verpleegkundigen als gevolg van het verplaatsen en verzorgen van patiënten worden erkend als één van de belangrijkste ergonomische uitdagingen op zorggebied. Vanuit deze gedachte werden de AvantGuard® 1600 bedden voorzien van ergonomische functies waarmee de veiligheid en efficiëntie van patiëntmobilisatie verbeterd.

EasyChair® met 7 bedbewegingen

Met één druk op de knop kan de verzorgende de patiënt naar een volledige zitstand brengen. Zeven gesynchroniseerde bedbewegingen zorgen voor maximaal comfort bij het positioneren van de patiënt waarbij de abdominale druk, schuif- en wrijfkrachten tot een minimum beperkt blijven.



Efficiënte verzorging

De AvantGuard® 1600 bedden bieden "Nurse-Assist"-functies die de werkdruk van verzorgenden verminderen en de kwaliteit van de zorg ten goede komen: Intuïtieve en gemakkelijk te gebruiken Point-of-Care® bedieningsknoppen bieden de verpleegkundige op een centraal punt toegang tot de bediening van het bed zonder rond het bed te hoeven lopen.



Bedhekontgrendeling met één hand te bedienen
gemakkelijk toegankelijk voor de verzorgende zodat het bedhek snel omlaag kan.



Een heuppositie indicator
zorgt voor snelle, gemakkelijke en correcte positionering van de patiënt.



Draaibeweging
Ideaal voor in krappe ruimtes: de draaibeweging van de bedhekkelen neemt geen ruimte aan de zijkanten in beslag als ze omhoog of omlaag worden gezet.



Gebruiksvriendelijk bed
Gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen stellen de patiënt in staat zichzelf zonder hulp te herpositioneren, waardoor zelfredzaamheid en comfort toenemen.