

Efficiënt en geschikt voor uw dagelijks gebruik



- Duurzaam en kosteneffectief matras
- Draaibaar
- Zeer veerkrachtig, monodensity foam
- Eenvoudig te reinigen en zeer hygiënisch
- Geschikt voor de meeste bedframes en past zich aan iedere bedpositie aan



Hill-Rom NP50 Monodensity matras
Zeer veerkrachtig foammatras

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hill-Rom NP50 Monodensity matras

Zeer veerkrachtig foammatras

Het Hill-Rom NP50 Monodensity matras, is een zeer veerkrachtig foam, geeft een goede ondersteuning en veel comfort aan uw patiënten. De mogelijkheid om het matras te draaien maakt het een kosteneffectieve oplossing en verzekert een lange levensduur. Het NP50 matras van Hill-Rom is geschikt voor de meeste bedframes en past zich aan iedere bedpositie aan.

De polyurethaan hoes is waterproof, waterdampdoorlatend, multistretch, bacterie- en schimmelwerend, eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, zodat een maximale hygiëne voor patiënten en zorgverleners wordt verzekerd.



Technische gegevens

Matras (afmetingen op maat beschikbaar):

Lengte.....	198 cm
Breedte.....	85 cm of 90 cm
Hoogte.....	14 cm
Gewicht.....	8.6 kg

Soortelijk gewicht:.....40 kg/m³

Garantie:

Hill-Rom biedt een garantie van 2 jaar op foam en hoes.

Maximaal therapeutisch gewicht.....150 kg

Desinfectie:

Desinfecteer de hoes door deze schoon te maken met een 1000 ppm Hypochloride oplossing

Conform:

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPDM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Hill-Rom NP50 Monodensity matras is:

röntgendoorlaatbaar en latex vrij



MDD 93/42/EEG voor klasse 1 medische apparatuur

Het Hill-Rom NP50 Monodensity matras biedt 2 verlengstukken.

Standaard afmeting: 198cm

+9cm | +18cm

1

2

Neem contact op met Hill-Rom in Vianen voor verdere informatie.



www.hill-rom.com

Hill-Rom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in design, specificaties en modellen. De enige garantie die Hill-Rom geeft is de uitdrukkelijk geschreven garantie op de verkoop of verhuur van de producten. Gefabriceerd door Hill-Rom SAS - Pluvigner, Frankrijk.

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 411000
Deutschland	+49 (0)211/16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+39 02-950541
Suisse/Schweiz	+41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig)	021/706 21 38
Österreich	+43 (0)2243 / 28550
Ireland	+353 (0)1 413 6005
España	+34 (0)93 6856000
Portugal	+351 (0)210 991 891
Nordic Countries	+46 (0)8 564 353 60
Export:	

Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager via website or call+1 812 934 8173